



TE.S.MED.
Tecnologie Scientifico Medicali

TE.S.MED. Snc
Via Nazionale 59B - 09033 Decimomannu (CA)
Tel. e Fax 070/961042 - Mob. 329/2167244 - 348/6013657
E-mail: tesmed.tec@gmail.com - PEC: tesmed@pec.it
P.IVA 02785010923 - Cod. Fisc. 02785010923



SCA

Cliente
Azienda Socio Sanitaria Locale n.3 di Nuoro
Via Amerigo Demurtas, 1
08100 Nuoro (NU)
P.IVA 01620480911 Cod. Fisc. 01620480911


PREVENTIVO 103	DATA 24/11/2022
Pagamento	Bonifico Bancario 60 gg. D.F. - Banco di Sardegna IBAN IT25A0101504801000070471314
Note	Offerta per materiale di consumo per Neopuff marca Fisher & Paykel - Vostra richiesta mail del 24/11/2022

Codice	Descrizione	u.m.	Quantità	Prezzo	Sconti	Importo	Iva
900RD010	Kit circuito paziente neonatale monouso con raccordo a T e valvola PEEP (cf 10 pz) 2213-SDI [DM1][29610]	CF	10	180,00		1.800,00	22

ASL3 NUORO
PG/2022/29404 del 24/11/2022 ore 13,59
Mitt.: TE.S.MED
Ass.: Servizio Giuridico Amministrativo
Class.: 1.2.



Vostro Riferimento		Laura Cubeddu		Consegna			
Sconti				Spese di trasporto		Spese di incasso	
Dettaglio IVA				TOTALE IMPONIBILE		€ 1.800,00	
Codice	Descrizione	Imponibile	% IVA	Imposta	Totale Iva	€ 396,00	
22	Iva 22%	1.800,00	22	396,00	Totale	€ 2.196,00	



RESPIRATORY CARE CONTINUUM™ DI F&P

**Circuiti monouso per
rianimatore neonatale Neopuff™
con valvola a "T"
CODICE
900RD010**

REV 01-09-2010 - annulla e sostituisce tutte le versioni precedenti _____ Pag 1 di 2 _____

Nome Commerciale:	Circuiti monouso neonatali per rianimatore neonatale Neopuff™ dotato di valvola a "T" per variazione della PEEP (senza maschera) conf. da 10 pz
Codice:	900RD010
Marcatura:	CE
Classe CE:	Ila
Riferimenti Normativi:	93/42/EEC
Confezionamento:	Singolo
Imballo:	10 unità, - Su ogni confezione sono riportate le seguenti informazioni: nome commerciale - ditta produttrice - lotto di fabbricazione - data di fabbricazione - marcatura CE
Prodotto:	Monouso - Latex Free
Codice CND:	Z12159099
Codice RDM:	29610/R
Prodotto da:	Fisher&Paykel HealthCare - Stabilimenti di Auckland - New Zealand
Distribuito da:	Fisher&Paykel HealthCare S.A.S.

Immagine:



MANUFACTURER Fisher & Paykel Healthcare Limited, 15 Maurice Paykel Place, East Tamaki, Auckland 2013; P O Box 14 348, Panmure, Auckland 1741, New Zealand
Tel: +64 9 574 0100 Fax: +64 9 574 0158 Email: info@fphcare.com Web Site: www.fphcare.com AUSTRALIA Tel:+61 3 9879 5022 Fax:+61 3 9879 5232
AUSTRIA Tel: 0800 29 31 23 Fax: 0800 29 31 22 BENELUX Tel:+31 40 216 3555 Fax:+31 40 216 3554 CHINA Tel:+86 20 3205 3486 Fax:+86 20 3205 2132
FRANCE Tel:+33 1 6446 5201 Fax:+33 1 6446 5221 GERMANY Tel:+49 7182 93777 0 Fax:+49 7182 93777 99 INDIA Tel:+91 80 4123 6041 Fax:+91 80 4123 6044
IRISH REPUBLIC Tel: 1800 409 011 ITALY Tel:+39 06 7839 2939 Fax:+39 06 7814 7709 JAPAN Tel:+81 3 3661 7205 Fax:+81 3 3661 7206 MIDDLE EAST Tel: +9 71 4 360 0849
Fax: +9 71 4 368 8110 NORTHERN IRELAND Tel: 0800 132 189 SPAIN Tel:+34 902 013 346 Fax:+34 902 013 379 SWEDEN Tel: +46 8 564 76 680 Fax: +46 8 36 63 10
SWITZERLAND Tel: 0800 83 47 63 Fax: 0800 83 47 54 UK (EU Authorised Representative) Fisher & Paykel Healthcare Ltd, Unit 16, Cordwallis Park, Clivemont Road,
Maidenhead, Berkshire SL6 7BU, United Kingdom Tel:+44 1628 626 136 Fax:+44 1628 626 146 USA Tel: +1 800 446 3908 or +1 949 453 4000 Fax:+1 949 453 4001

Fisher & Paykel
HEALTHCARE



**Circuiti monouso per
rianimatore neonatale Neopuff™
con valvola a "T"
CODICE
900RD010**

Descrizione:

Circuito monouso per Rianimatore neonatale Neopuff™, dotato di valvola a "T" con regolazione della PEEP per neonati fino a 10Kg. La leggerezza del circuito permette una rianimazione respiro dopo respiro semplice e senza sforzi semplicemente occludendo l'apertura della valvola a "T" con un dito; è inoltre ideale per periodi di rianimazione prolungati.

Il Kit di Rianimazione può essere utilizzato anche per la rianimazione di neonati intubati collegando la valvola a "T" direttamente al tubo endotracheale o collegando alla valvola le maschere per rianimazione monouso F&P serie RD800

Specifiche circuito:

PEEP: a 5lpm da 1 a 5cm H₂O
a 10lpm da 2 a 15cm H₂O
a 15lpm da 3 a 25cm H₂O

Resistenza al flusso: 0,2cmH₂O a 5 l/min
0,4cmH₂O a 10 l/min
0,8cmH₂O a 15 l/min

Lunghezza: 160cm

Materiale: Polipropilene con il 21% di Eva (etilene, Vinile, Acetato)

Immagazzinamento: Temperatura -10°- 50°C – Umidità relativa 0-95% UR No condensa

Normative: Prodotto negli stabilimenti della Fisher & Paykel Healthcare della, Ltd. (New Zealand) certificati ISO 13485:2003 da TUV SUD Product Service GmbH in Germany (CE0123)

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono fornite a titolo indicativo, e non sostituiscono i documenti di riferimento, in particolar modo il manuale d'uso e/o il manuale tecnico

MANUFACTURER Fisher & Paykel Healthcare Limited, 15 Maurice Paykel Place, East Tamaki, Auckland 2013; P O Box 14 348, Panmure, Auckland 1741, New Zealand
Tel: +64 9 574 0100 Fax: +64 9 574 0158 Email: info@fphcare.com Web Site: www.fphcare.com AUSTRALIA Tel:+61 3 9879 5022 Fax:+61 3 9879 5232
AUSTRIA Tel: 0800 29 31 23 Fax: 0800 29 31 22 BENELUX Tel:+31 40 216 3555 Fax:+31 40 216 3554 CHINA Tel:+86 20 3205 3486 Fax:+86 20 3205 2132
FRANCE Tel:+33 1 6446 5201 Fax:+33 1 6446 5221 GERMANY Tel:+49 7182 93777 0 Fax:+49 7182 93777 99 INDIA Tel:+91 80 4123 6041 Fax:+91 80 4123 6044
IRISH REPUBLIC Tel: 1800 409 011 ITALY Tel:+39 06 7839 2939 Fax:+39 06 7814 7709 JAPAN Tel:+81 3 3661 7205 Fax:+81 3 3661 7206 MIDDLE EAST Tel: +9 71 4 360 0849
Fax +9 71 4 368 8110 NORTHERN IRELAND Tel: 0800 132 189 SPAIN Tel:+34 902 013 346 Fax:+34 902 013 379 SWEDEN Tel: +46 8 564 76 680 Fax: +46 8 36 63 10
SWITZERLAND Tel: 0800 83 47 63 Fax: 0800 83 47 54 UK (EU Authorised Representative) Fisher & Paykel Healthcare Ltd, Unit 16, Cordwallis Park, Clivernont Road,
Maidenhead, Berkshire SL6 7BU, United Kingdom Tel:+44 1628 626 136 Fax:+44 1628 626 146 USA Tel: +1 800 446 3908 or +1 949 453 4000 Fax:+1 949 453 4001

