

Spettabile  
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 3  
NUORO  
VIA DEMURTAS, 1  
08100 Nuoro

Milano, 13/12/2023

Nostro riferimento: pv/off C000548- 48287

Vostro protocollo: @ del 12/12/2023

**Oggetto: Invio preventivo**

Con riferimento alla gradita Vostra richiesta, formuliamo con la presente la nostra migliore offerta relativa a:

Codice	Prodotto	N.ro Conf.	Prezzo netto conf.	Cod. CND / Rep
05-015-240	Marcatori per margini - Bio Marking Dyes 1 flacone da 240 ml, nero	1	86,40	W01030799 / 2482677
05-014-240	Marcatori per margini - Bio Marking Dyes 1 flacone da 240 ml, blu	1	86,40	W01030799 / 2482676
05-016-240	Marcatori per margini - Bio Marking Dyes 1 flacone da 240 ml, verde	1	86,40	W01030799 / 2482678
05-017-240	Marcatori per margini - Bio Marking Dyes 1 flacone da 240 ml, giallo	1	86,40	W01030799 / 2482679
05-018-240	Marcatori per margini - Bio Marking Dyes 1 flacone da 240 ml, arancio	1	86,40	W01030799 / 2482680

**Condizioni di fornitura**

- Prezzi esposti in euro, salvo diversa indicazione
- Prezzi non comprensivi di IVA, a Vostro carico 22 %
- Pagamento secondo i termini di legge
- Resa franco Vostro magazzino, imballo compreso
- Consegna 15+30 giorni da ricevimento ordine
- Validità offerta 180 giorni dal termine fissato per la sua presentazione
- Costi amministrativi e di trasporto a Vostro carico per ordini inferiori ad imponibile di 250,00 €: 50 €, IVA esclusa
- In caso di gestione pratica tramite piattaforma elettronica: Costi amministrativi e di trasporto a Vostro carico per ordini inferiori ad imponibile di 400,00 €: 50 €, IVA esclusa
- I costi relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso, afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa di cui all'art. 108, comma 9, D. Lgs. n. 36/2023 sono pari al'1% della fornitura
- I costi della manodopera non rientrano, per la presente fornitura, nell'ipotesi del combinato disposto dall'art. 108, comma 9, D. Lgs. n. 36/2023

**In caso di ordine vi preghiamo di inserire il codice CIG come previsto dalla legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari num. 136/2010.**

Ci è gradita l'occasione per porgere i nostri migliori saluti.

Bio Optica Milano S.p.A.

BIO-OPTICA MILANO S.p.A.  
LEGALE RAPPRESENTANTE  
(Dott. CRISTIANO ISBONA)


Coordinatrice di zona: Paola Vitale tel. 02/21271322 email: [p.vitale@bio-optica.it](mailto:p.vitale@bio-optica.it)

ASL3 - Nuoro  
Data: 2023-12-13 10:11:47.0, PG/2023/37078



## BIO MARKING DYES

### *Marcatori per margini*



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONAMENTO	N° REPERTORIO	UDI-DI
05-014-240	Flacone da 240 ml, blu	1 x 240 ml	2482676	08034120276252
05-015-240	Flacone da 240 ml, nero	1 x 240 ml	2482677	08034120276283
05-016-240	Flacone da 240 ml, verde	1 x 240 ml	2482678	08034120276313
05-017-240	Flacone da 240 ml, giallo	1 x 240 ml	2482679	08034120276344
05-018-240	Flacone da 240 ml, arancio	1 x 240 ml	2482680	08034120276375
05-019-240	Flacone da 240 ml, rosso	1 x 240 ml	2482681	08034120276405
05-020-240	Flacone da 240 ml, viola	1 x 240 ml	2482682	08034120276436



Dispositivo medico – Diagnostico In Vitro  
Codice CND/EMDN: W01030799  
IVD in **Classe A**, Reg. UE 2017/746  
Basic UDI: 080341202W01030799BM




Fabbricante: Bio-Optica Milano S.p.A.

#### NOTIZIE GENERALI


Coloranti utilizzati per l'identificazione e l'orientamento dei margini chirurgici, formulati per definire i margini senza variazioni di colore né sbiadimenti e senza macchiare i solventi usati per la fissazione e la processazione.

I Bio Marking Dyes sono atossici, a base di polimeri di origine naturale e non necessitano di passaggi in soluzioni di fissaggio.



#### ISTRUZIONI D'USO

1. Agitare il flacone prima dell'utilizzo;
2. Se si utilizza su campione fresco (non fissato), applicare il colorante sulla porzione di tessuto da colorare, direttamente o con l'ausilio di un pennello.  
**NB: LASCIARE ASCIUGARE PER 2-3 MINUTI E FISSARE IN FORMALINA;**
3. Nel caso in cui il campione sia già fissato, rimuovere delicatamente l'eccesso di fissativo dalla superficie del tessuto, quindi procedere come nel caso di un campione fresco;
4. I coloranti si legano alla superficie del campione **lasciando asciugare a temperatura ambiente (15-30°C) per 2-3 minuti;**
5. Al termine dell'utilizzo richiudere il flacone per evitare l'evaporazione del contenuto.



#### Specifiche tecniche

Specifiche	Scopo previsto	Allestimento di campioni istologici da esaminare in microscopia ottica. Marcatura dei margini chirurgici.	
		Durata di asciugatura a T ambiente	2-3 minuti
	Packaging	Contenitore primario: flacone in PP bianco da 30 ml. Contenitore Secondario: scatola chiusa in cartone. Etichette: in PVC resistenti a usura, acqua, alcool e solventi. Inchiostro antigraffio resistente ad acqua ed alcool.	
Conservazione	Stoccaggio	Conservare a 15-25°C. Mantenere i contenitori ben chiusi.	
	Temperatura di stoccaggio	15-25°C	
	Stabilità	Dopo l'apertura, è valido e riutilizzabile fino alla scadenza, se correttamente conservato.	
	Validità	1 anno	
Avvertenze e precauzioni	Classificazione del prodotto	Il prodotto è destinato all'uso professionale di laboratorio per operatori sanitari. Agitare prima dell'uso. Non utilizzare su pazienti. Si raccomanda l'utilizzo di guanti durante l'impiego. Leggere attentamente le informazioni riportate in etichetta (simboli di pericolo, frasi di rischio e di sicurezza) e consultare sempre la scheda di sicurezza. Non utilizzare in caso di contenitore primario danneggiato. Si raccomanda in caso di incidente grave, di informare immediatamente Bio-Optica Milano spa e le autorità competenti.	
	Smaltimento	Smaltire in conformità a quanto previsto dalla scheda di sicurezza, secondo legislazione vigente.	

N° REVISIONE	MOTIVAZIONE	DATA DI REVISIONE
001	Adeguamento Regolamento UE 2017/746 - IVDR	
002	Aggiornamento N° Repertorio per adeguamento al Regolamento 746/2017	16/05/2022
		27/09/2023