

CENTRO APPARECCHI MEDICALI
FORNITURE E ASSISTENZA

RAM APPARECCHI MEDICALI s.r.l.
Dr. G. Zanetti
Via Casaregis 19-25 r
16129 GENOVA

Tel. 010.576.14.76
Fax 010.58.06.83
ram@elettromedicali.it
www.elettromedicali.it

Spett.le ASL NUORO
Att.ne Antonio Mereu
Email: antonio.mereu@aslnuoro.it

Genova 16.06.2025

OFFERTA L5983-LZ-160625

PEZZI	CONFEZIONE	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO A CONFEZIONE IVA ESCLUSA	PREZZO TOT IVA ESCLUSA
1500	60 DA 25 TEST	MC8B	Drogatest BASE Multicard - 8 sostanze analizzate + 3 adulteranti con BUP10	€ 115,00	€ 6900,00
1500	60 DA 25 TEST	AL-UR	Alcol test monouso su urina a stick	€ 47,50	€ 2849,53
					€ 9749,53

CONDIZIONI DI VENDITA

Pagamento	BONIFICO BANCARIO anticipato Monte dei Paschi di Siena - IBAN: IT06M0103001414000061225219
Nso / pec	NSO0:XPT58Z4N / posta@pec.elettromedicali.it
COLLAUDI	NON SI EFFETTUANO COLLAUDI O MONTAGGI
VALUTA	euro (€)
IVA	esenti
TEMPI DI CONSEGNA	Drogatest - Disponibilità prevista dal 25/06/2025 Alcoltest - Disponibili 400 test (16 scatole). I restanti potranno essere consegnati in circa 4-5 settimane dalla conferma ordine.
VALIDITÀ OFFERTA	60 GG
GARANZIA	12 MESI
TRASPORTO	incluso per ordini sopra i 200€

Ram Apparecchi Medciali Srl
Via Casaregis 19/25 r - 16129 Genova
Tel. 010.5761476 Fax 010.580680
ram@elettromedicali.it
Partita Iva: 01769610997



ASL3 - Nuoro
Data: 08/07/2025 10:40:32 PG/2025/0021954



RAM APPARECCHI MEDICALI s.r.l.
Dr. G. Zanetti
Via Casaregis 19 - 25 r
16129 GENOVA

Tel. 010.576.14.76
Fax 010.58.06.83
ram@elettromedicali.it
www.elettromedicali.it

Drogatest



Test Antidroga di primo livello prodotto appositamente per essere in regola con il “Protocollo finale accertamenti lavoratori, Accordo Stato Regioni del 18/09/08” per la legge della Medicina sul Lavoro.

Questo test antidroga per Uso Professionale e Medico è un test monouso immunocromatografico per l’individuazione qualitativa rapida di vari tipi di droghe ed i loro principali metaboliti nelle urine umane con, in più, un controllo di adulterazione semi-quantitativo, prodotto appositamente per essere in regola con le sostanze richieste dalla legge in materia di tossicodipendenza e rispetta tutti i cut/off richiesti.

Sostanze analizzate e relativi Cut-Off [ng/mgl]:

- COC 300 - cocaina e metaboliti
- AMP 500 - amfetamina
- MET 500 - metamfetamina
- THC 50 - marijuana (compreso cannabinoidi THC)
- MOR 300 - oppiacei (compreso eroina morfina e metaboliti)
- MDMA 500 - metilenediossimetamfetamina ecstasy
- MTD 300 - metadone
- BUP 10 - buprenorfina
- Adulteranti: Ph - Cr - Ox

A immersione: è necessario immergere l'estremità del drogatest in urina.

Caratteristiche principali:

- CE Mark
- Rapido e attendibile: Risultato in 4~7 minuti
- Dimensioni ridotte
- Strisce singole
- Il più Economico
- Controllo adulterazione ADU incorporato (3 parametri)
- Utilizzo SOLO a immersione
- Disponibile a 7 sostanze o 8 sostanze (specifico Lombardia)
- CE Mark



ASL3 - Nuoro
Data: 08/07/2025 10:40:32 PG/2025/0021954

CENTRO APPARECCHI MEDICALI
FORNITURE E ASSISTENZA

RAM APPARECCHI MEDICALI s.r.l.
Dr. G. Zanetti
Via Casaregis 19 - 25 r
16129 GENOVA

Tel. 010.576.14.76
Fax 010.58.06.83
ram@elettromedicali.it
www.elettromedicali.it



CITEST DIAGNOSTICS INC.



ALCO-Urina

Alcoltest monouso su urina in cassetta.

Il test rapido dell'alcol nelle urine è un metodo rapido e altamente sensibile per rilevare la presenza di alcol nelle urine e fornire un'approssimazione della concentrazione relativa di alcol nel sangue.

L'alcoltest è pronto all'uso e non è riutilizzabile. Si tratta di un reagente chimico enzimatico secco che rileva la presenza di alcol nell'urina umana, concepito per uso diagnostico in vitro. A contatto con l'urina, dopo 3-5 minuti, il tampone segnala la presenza di alcol cambiando la propria colorazione.

Tasso alcolico: il test rapido dell'alcol nelle urine produrrà un cambiamento di colore in presenza di alcol nelle urine. Il colore varierà dal colore azzurro con una concentrazione relativa di alcol nel sangue dello 0,02% (0.20 g/l) a un colore blu scuro vicino alla concentrazione relativa di alcol nel sangue dello 0,30% (3.00 g/l). I tamponi colorati sono forniti all'interno di questo intervallo per consentire un'approssimazione della concentrazione relativa di alcol nel sangue.

Il risultato deve essere letto entro 5 minuti per distinguere un campione positivo da uno negativo o invalido. Le variazioni di colore che si verificano dopo 5 minuti non hanno valore.

Caratteristiche principali

- Monouso, semplice da utilizzare
- Confezionato singolarmente
- Responso immediato
- Affidabile, sicuro
- Economico e facile da trasportare



ASL3 - Nuoro
Data: 08/07/2025 10:40:32 PG/2025/0021954