

Caratteristica Fornitura di n. 23 materassi antidecubito ad aria a basso e alto rischio da destinare all'U.O. Medicina del P.O. San Camillo e alla S.C. Riabilitazione del Poliambulatorio di Macomer dell'ASL n. 3 di Nuoro.	Quantità	P. Unitario	cod. prodotto	TOT iva inclusa	RDM	Aliquota Iva
<p>Caratteristiche tecniche minime 23 materassi antidecubito:</p> <p>N.23 Materassi Antidecubito Level Care Intensive Cod. 05.03.CARE-I</p> <p>CND: V080701</p> <p>RDM: 2484256</p> <p>Materasso Antidecubito ad Elementi Intercambiabili per pazienti ad alto rischio di decubito, con fodera e base in espanso.</p> <p>La superficie antidecubito Level Care Intensive è un sistema dinamico indicato nella prevenzione delle lesioni da pressione per pazienti a alto rischio di decubito, completamente sostitutivo del materasso da degenza.</p> <p>Portata Terapeutica: 250 Kg.</p> <p>Dimensioni: 200x80x21 cm</p> <p>Ciascun materasso è completo di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 Funzione Transport: la superficie antidecubito rimane gonfia per 12 h senza l'utilizzo dell'unità di gonfiaggio (in modalità statica).</li><li>• 2 Fodere in Poliuretano 200x80x21 cm (una in dotazione e una di ricambio Cod. 05.91.CARE-I);</li><li>• 1 Sensore Autodetect System, che permette di rilevare automaticamente la posizione del paziente (Cod. 05.03.CA01).</li><li>• 1 Compressore digitale automatico Expert con le seguenti caratteristiche:</li></ul> <p>Compressore Digitale Automatico Expert (Cod. 05.03.EX01)</p> <p>CND: V080701</p> <p>RDM: 2670316</p> <p>Unità di Gonfiaggio Full Automatic Expert.</p> <p>L'unità di Gonfiaggio Expert è dotata di un pannello di controllo antibatterico in grado di proteggere i pulsanti da residui di un utilizzo costante. L'accensione laterale dona maggiore sicurezza evitando possibili accensioni/spengimenti involontari. I ganci di ancoraggio posti sul retro del compressore consentono un posizionamento alla pediera del letto facile e sicuro.</p> <p>La presenza di due motori garantisce una maggior durata e riduce gli interventi di assistenza tecnica. Le dimensioni contenute facilitano le attività assistenziali di base e lo stoccaggio all'interno dei locali ospedalieri. La sua scocca in ABS ultra leggero ha permesso di ridurre il peso favorendo il trasporto da un reparto all'altro.</p> <p>Allarme visivo e acustico garantito da batteria tampone in caso di black out.</p>	23	970,00	05.03.CARE-I	27.218,20	2484256	22%
<p>Conformità alle normative vigenti</p> <p>L'attività di consegna delle apparecchiature si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano, posa in opera, asporto dell'imballaggio</p> <p>È previsto il collaudo di accettazione ai sensi delle Norme CEI 62.5 e 62353 da eseguirsi in loco in contraddittorio con il personale del Servizio Ingegneria Clinica o suo delegato ed il personale della Unità Operativa utilizzatrice 3. Si devono prevedere idoneo corso formativo inerente l'utilizzo a norma della attrezzatura biomedicale adeguata. Assistenza e manutenzione "full risk" per i primi 12 mesi, con decorrenza dalla data del collaudo positivo;</p>	<p>Terapon S.r.l. dichiara che tutti i prodotti offerti sono conformi alle normative vigenti.</p> <p>L'attività di consegna delle apparecchiature sarà comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano, posa in opera, asporto dell'imballaggio.</p> <p>Terapon S.r.l. si rende disponibile a presenziare al collaudo di accettazione ai sensi delle Norme CEI 62.5 e 62353 che sarà eseguito in loco in contraddittorio con il personale del Servizio Ingegneria Clinica o suo delegato ed il personale della Unità Operativa utilizzatrice.</p> <p>In caso di aggiudicazione sarà erogato un idoneo corso formativo inerente l'utilizzo a norma della attrezzatura biomedicale adeguata.</p> <p>L'offerta è comprensiva di Assistenza e manutenzione "full risk" per i primi 12 mesi, con decorrenza dalla data del collaudo positivo.</p> <p>Cordiali saluti, Terapon S.r.l. Il Legale Rappresentante Dott. Mario Palmas</p> <p><b>TERAPON S.r.l.</b> <i>Legale Rappresentante</i></p>					