



Tavola Preconizzazione ASL Nuoro

ASL Nuoro
Azienda socio-sanitaria locale



REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

CODICE IDENTIFICATIVO BD	DIMENSIONI – ADDITIVO – ASPIRAZIONE –	TAPPO E SEQUENZA	MISCELAZIONE/ CENTRIFUGAZIONE	ESAMI
364305 (serigrafata) 363048 (etichetta)	Provetta Plasma Na CITRATO 3.2% 2.7 ML 13x75	 Azzurro	3 / 4 Inversioni Centrifugazione: •• Plasma ricco di piastrine: 150-200 g per 5' •• Plasma povero di piastrine: 2000-2500 g per 10-15' •• Plasma libero da piastrine: > 3000 g per 15-30'	Profilo Coagulativo, piastrine su Citrato
367957	Provetta Siero ATTIVATORE E C/GEL 3.5 ML 13x75	 Giallo	4/5 Inversioni Centrifugazione: 1300-2000 g per 10' 3000 g per 5' 18-25°C.	Elettroforesi, Autoimmunità, Virologia Torch
366566 (serigrafata) 367955 (etichetta)	Provetta Siero C/ATTIVATORE E C/GEL 5 ML 13x100	 Giallo	4/5 Inversioni Centrifugazione: 1300-2000 g per 10', 3000 g per 5' 18-25°C.	Sierologia, Markers
368884	Provetta Plasma EPARINA DI LITIO. 4 ML 13x75	 Verde	8 / 10 Inversioni ≤ 1300 g per 10' 18-25°C	Solo per eventuale controllo piastrine su eparina
368860	Provetta Plasma EDTA K3 4 ML 13x75	 Lilla	8 / 10 Inversioni Per plasma centrifugare: ≤ 1300 g per 10' 18-25°C	Emocromo, VES, Hb Glicata, G6PD, Ammoniemia, Acido Lattico, Emogruppo CT
368521	Provetta Plasma SODIO FLORURO/EDTA 4 ML 13x75	 Grigio	8 Inversioni Centrifugazione: ≤ 1300 g per 10' 18-25°C	Glicemia territorio
362795 (serigrafata) 362791 (etichetta)	Provetta EDTA K2 E/GEL 5 ML 13x100	 Madreperla	8 / 10 Inversioni Centrifugazione: 1100 g per 10' 18-25°C	Biologia Molecolare
364915	Provetta Siero S/ADDITIVO 11ML 16x100	 Beige	n.a.	Urine, Liquidi Versamento, Liquor



BD Academy

Vuoi rimanere aggiornato/a sulle
novità BD? Iscriviti a BD Academy