

PROTOCOLLO DIAGNOSTICO

Esami ematochimici- strumentali per inquadramento SC	Codice prestazione	Razionale
Rx torace (2 proiezioni)	87.44.1	Utile per valutare le dimensioni del cuore e circa l'eventuale presenza di raccolte (falde) liquide a livello polmonare.
Prelievo sangue venoso	91.49.2	
Emocromo	90.62.2	Valutare condizioni di anemia
<i>Elettroliti:</i> sodio potassio calcio magnesio	90.40.4 90.37.4 90.11.4 90.32.5	Valutare equilibrio elettrolitico
<i>Enzimi cardiaci:</i> <i>Troponina</i>	90.82.3	Escludere ischemia acuta del miocardio
Creatinina	90.16.3	Valutare la presenza di insufficienza renale
NT pro-BNP	90.21.2	Valori normali permettono di escludere la diagnosi di SC. Valori elevati permettono di approfondire la diagnosi ed accedere ad accertamenti di II livello.
Emogasanalisi se la saturazione <= 92%		